

Materialanforderungsschein






Sarstedt

-kostenfrei-

Fax: 06894 9550-449
Telefon: 06894 9550-440

Praxisstempel / Unterschrift

Bitte bestellen Sie nur so viel Material, wie Sie bis zum Ablauf des Verfallsdatums verbrauchen können!
Prüfen Sie bitte vor jeder Bestellung Ihre Lagerbestände und entsorgen Sie abgelaufene Materialien.

Blutabnahmesystem Sarstedt		Menge	Mikrobiologie		Menge
	Serum-Monovette (weiß) , 7,5 ml Medikamentenspiegel			Blutkulturen aerobe ☐ / anaerobe ☐ / Set ☐	
	Serum-Gel-Monovette (braun) , 7,5 ml			Abstrichtupfer eSwab (dick, rosa) mit Transportmedium	
	EDTA-Monovette (rot) , 2,6 ml			Abstrichtupfer eSwab (dünn, orange) mit Transportmedium	
	Citrat-Monovette (grün) , 2,9 ml			Sputumröhrchen 30 ml	
	Glucose-Monovette (gelb) 2,7 ml			iFOBT OC-Sensor Patientenset für Hämoglobin im Stuhl (Röhrchen + Stuhlfänger + Anleitung)	
	EDTA-K3-Monovette (rot) 7,5 ml Blutgruppe + PCR/DNA			Stuhlröhrchen mit Entnahmelöffel	
	Homocystein-Monovette (lila) , 2,9 ml		PCR		
	GlucoEXACT-Monovette (hellgrau) , 3,1 ml für Schwangerschaftsdiabetes			Abstrichtupfer trocken flexibler Schaft, weiß, für Epstein-Barr-Virus, Herpes	
	LH-Trace-Metall-Monovette inkl. Spezial Kanüle			Abstrichtupfer Multiplex – PCR mit UTM-Medium Respiratorisches & Urogenital Panel (STI) für Pertussis, Corona, Influenza	
	Lithium-Heparin-Monovette (orange) 7,5 ml			Abstrichtupfer und Transportmedium für Chlamydien-DNA (Abstrich für PCR)	
	Thrombo-Exakt-Monovette (rot) 2,7 ml			Urinpipette und Transportmedium für Chlamydien-DNA (Urin für PCR)	
	S-Monovette Kanüle (gelb) Nr. 1		Uringefäße		
	S-Monovette Kanüle (grün) Nr. 2				
	S-Monovette Kanüle (schwarz) Nr. 12			Urin-Monovette (gelb) , 8,5 ml	
	Multi-Adapter für S-Monovetten			Urin-Monovette (grün) , mit Borsäure, 10 ml	
Blutabnahmesystem Sarstedt für Kinder				24-Std.-Urin-Sammelgefäß 3000 ml	
	Serum-Monovette (weiß) , 1,2 ml			24 Std.-Urin-Sammelgefäß 3000 ml mit Säurezusatz	
	Gel-Serum-Monovette (braun) , 1,1 ml		Safety-Kanülen		
	EDTA-Monovette (rot) , 1,8 ml			Safety-Kanüle (gelb) Nr. 1	
	Citrat-Monovette (grün) , 1,4 ml			Safety-Kanüle (grün) Nr. 2	
	Serum-Mikrogefäß (weiß) , 1,3 ml			Safety-Kanüle (schwarz) Nr. 12	
	EDTA-Mikrogefäß (rot) , 1,3 ml		Versandmaterial		
	Citrat-Mikrogefäß (grün) , 1,0 ml			Röhrchen 10 ml mit Schraubverschluss für Serum	
Sonstiges				Kühlbox mit Styroporverpackung (-12 °C) für 1 - 2 Röhrchen	
	Barcode-Etiketten		Versandtaschen Facharztlabor ☐ Versandtaschen Mikrobiologie ☐ Versandtaschen PCR ☐		
	star.net® Barcode-Rollen				

Notiz: